

ABOVE THE STANDARD
MANTIZ

MANTIZ

Foam Series

Dressing, Absorbable, Wound, Biological Origin



본사 (41071) 대구광역시 동구 혁신대로 423-15
TEL 053 252 5833 FAX 053 252 5834

서울사무소 (14353) 경기도 광명시 덕안로 104번길 17, 광명역엠클러스터 803호
TEL 02 864 5833 FAX 02 864 5834

부산사무소 (48059) 부산광역시 해운대구 센텀중앙로 48, ACE하이테크21 912호
TEL 051 465 7117 FAX 051 465 7167



Hemostatic Mechanism


Biocompatible materials ;

혈소판 응집에 최적화된 젤라틴(Gelatin)+카올린(Kaolin) 조성비 개발



Mode of Action

<Hemostatic stage>



지혈 단계에서의 각 원재료별 역할에 대한 설명임.

Features

POINT 01 Complex Formulations

출혈 제어 관리

'GELATIN+KAOLIN' Synergy effect

출혈 제어 관리	혈소판 응집에 최적화된 젤라틴(Gelatin)+카올린(Kaolin)의 조성비	소염 효과
----------	--	-------

POINT 02 Absorbable

생체적합성 원재료

Use of Biocompatible Materials

고품질 의료용 동물유래 젤라틴(Gelatin)	안정성 입증된 의료용 카올린(Kaolin)
---------------------------	-------------------------

POINT 03 Easy to use

간편한 사용

Simple and Easy

사용자 니즈를 반영한 간편한 구성	개봉 후 즉시 사용 가능	다양한 사이즈 구성을 통한 사용자의 편의성 증대
--------------------	---------------	----------------------------



Bleeding on Ear Artery



Bleeding Control in 2 min by STANFOAM

Product Information

제품	품목명	성분	규격	사용기간	보관방법
			1.0 X 1.0 cm		
			7.5 X 2.5 cm		
	생체유래 흡수성창상피복재 / 4등급	젤라틴(Gelatin) 카올린(Kaolin)	3.75 X 3.75 cm	제조일로부터 3년	실온보관
			7.5cm x 7.5cm		